

# СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

## ThermoStable WOF-L800



Промышленные сушильные шкафы с принудительной циркуляцией серии ThermoStable WOF предназначены для сушки электронных и полупроводниковых компонентов. Необходимая температура рабочей камеры контролируется и поддерживается цифровой системой с ПИД-регулированием. Безопасность работы обеспечивается встроенными системами защиты от перегрева и контроля сети электропитания (встроенные вольтметр и амперметр).

**Производитель:** DAIHAN Scientific Co, Ltd

**Модель:** ThermoStable WOF-L800

**Страна:** Республика Корея

Причины использовать промышленные сушильные шкафы серии ThermoStable WOF в вашей лаборатории:

- Диапазон регулирования температуры – от комнатной температуры +5 до 250 °C
- Неравномерность распределения температуры в рабочей камере -  $\pm 2$  °C
- Температура, при которой происходит срабатывание защиты от перегрева, регулируется пользователем, и не зависит от максимальной регулируемой температуры – вы можете проводить работу над образцами при работе во всем диапазоне температур
- Перфорированные полки в рабочей камере из нержавеющей стали с максимальной нагрузкой на каждую полку – 16 кг
- Рабочая камера из нержавеющей стали

# Характеристики

|                                                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Датчик температуры                                                    | Pt100                                 |
| Материал рабочей камеры                                               | Нержавеющая сталь                     |
| Дисплей                                                               | Светодиодный                          |
| Тип воздушного потока                                                 | Принудительная циркуляция             |
| Диапазон регулирования температуры                                    | От комнатной температуры+5 до 250 °C  |
| Погрешность регулирования температуры при 150 °C                      | ±1 °C                                 |
| Неравномерность распределения температуры в рабочей камере при 150 °C | ±2 °C                                 |
| Максимальное время таймера                                            | 99 ч 59 мин, режим непрерывной работы |
| Перфорированные полки из нержавеющей стали в комплекте                | 3 шт                                  |
| Максимальная нагрузка на каждую полку                                 | 16 кг                                 |
| Объем рабочей камеры                                                  | 840 л                                 |
| Двери                                                                 | 2 шт                                  |
| Управление                                                            | Цифровой ПИД-контроллер               |

# Все изображения

